

## RACKS PARA CURADO DE CILINDROS -H-2977S.6



**SKU:** H-2977S.6 | **Categorías:** [Cajas de curado](#), [Curado de cilindros](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los racks duraderos de curado de cilindro de plástico proporcionan un diseño de flujo de aire estable y abierto para almacenar los cilindros durante el curado. Los bastidores están fabricados con materiales plásticos reciclados para resistir la humedad, la abrasión y las variaciones químicas y de temperatura. Cada estante tiene manijas incorporadas para facilitar su transporte. Cada rack tiene (4) cilindros de 4 "x 8" y los bastidores de enclavamiento se pueden apilar a 12 altos (58 ").

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO