

REACTIVOS PARA BIOMAGPURE 12



SKU: N / A | **Categorías:** [Diagnostico molecular](#), [Purificacion de ADN y ARN](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El uso de cartuchos de reactivo precargados y de consumibles desechables permite una verdadera automatización completa y una solución de extracción de ácidos nucleicos de alta calidad. Una tecnología de separación magnética probada hace que la purificación sea eficiente, fácil de utilizar, fiable, segura y económica.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología avanzada de partículas magnéticas
- Cámara de reacción con piezas patentadas
- Automatización completa
- Calidad fiable
- Cartuchos de reactivo listos para su uso
- 3 sencillos pasos: CARGAR-PONER EN MARCHA-OBTENER

ESPECIFICACIONES

Capacidad de procesado

1-12 muestras por análisis

Tecnología de extracción

tecnología de separación mediante partículas magnéticas

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO