

**RECAMBIO BLOQUE DE VÁLVULAS, BASICO + DISOLVENTE + SEGURIDAD 100 ML,
CILINDRO DE VIDRIO**



SKU: PG-101 00451 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [BASICO](#), [bloque](#), [cilindro](#), [DISOLVENTE](#), [recambio](#), [seguridad](#), [válvulas](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RECAMBIO BLOQUE DE VÁLVULAS, BASICO + DISOLVENTE + SEGURIDAD 100 ML, CILINDRO DE VIDRIO

Descripción: Bloque de válvulas de repuesto.

Nombre del Producto: BASE + SOLVENTE + SEGURIDAD

Volumen y graduación/tamaño: 100 ml.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Cilindro dosificador: cilindro de vidrio.

Procedimiento de dosificación: procedimiento de dosificación visible

Materiales: vidrio, PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Talla 100

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO