

RECAMBIO DISPENSADOR DE PISTÓN OPTIFIX BASIC 10 ML



SKU: PG-101 00038 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [BASIC](#), [Dispensador](#), [OPTIFIX](#), [pistón](#), [recambio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RECAMBIO DISPENSADOR DE PISTÓN OPTIFIX BASIC 10 ML

Descripción: Pistón dosificador de repuesto.

Nombre del producto: OPTIFIX BÁSICO

Volumen y graduación/tamaño: 10 ml.

Pistón dosificador: pistón con revestimiento duro de PTFE.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Materiales: vidrio, PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño 10

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO