

## RECAMBIO DISPENSADOR DE PISTÓN OPTIFIX BASIC 50 ML



**SKU:** PG-101 00048 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [BASIC](#), [Dispensador](#), [OPTIFIX](#), [pistón](#), [recambio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### RECAMBIO DISPENSADOR DE PISTÓN OPTIFIX BASIC 50 ML

Descripción: Pistón dosificador de repuesto.

Nombre del producto: OPTIFIX BÁSICO

Volumen y graduación/tamaño: 50 ml.

Pistón dosificador: pistón con revestimiento duro de PTFE.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Materiales: vidrio, PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 50

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO