

## RECAMBIO DISPENSADOR DE PISTÓN OPTIFIX SAFETY + SAFETY S 2 ML



**SKU:** PG-101 00327 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [Dispensador](#), [OPTIFIX](#), [pistón](#), [recambio](#), [SAFETY](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### RECAMBIO DISPENSADOR DE PISTÓN OPTIFIX SAFETY + SAFETY S 2 ML

Descripción: Pistón dosificador de repuesto.

Nombre del producto: OPTIFIX SEGURIDAD + SEGURIDAD S

Volumen y graduación/tamaño: 2 ml.

Pistón dosificador: pistón de cuerpo macizo de PTFE + labio de sellado

Autoclavabilidad: no esterilizable en autoclave

Materiales: vidrio, PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 2

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO