



RECIPIENTE DE BARRA DE MORTERO, 36 BAR, 9 "X 11" X 15.5 "—H-3265



SKU: H-3265 | **Categorías:** [Cemento](#), [Humboldt](#), [Pruebas de prisma](#) | **Etiquetas:** [ASTM C1260](#)

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor de acero inoxidable para el almacenamiento de los especímenes de prueba.

Tiene una cubierta apretada que evita la pérdida de humedad.

Soporta hasta 36 barras verticalmente. Dimensiones: 9 "x 11" x 15.5 "(229 x 279 x 394mm).

Cumple con la norma: ASTM C1260

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO