

RECIPIENTE DE MUESTRA PARA AGREGADO GRUESO -H-3353



SKU: H-3353 | **Categorías:** [Agregados](#), [Contenedores](#), [cestas](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Gravedad específica](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [ASTM C88](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa para sumergir muestras de agregados gruesos en solución y transferir muestras al horno. Malla de alambre de acero inoxidable N° 8, soldada por debajo al marco después de la fabricación. Dimensión total: 5.5 "x 4" de diámetro. (140 x 102 mm).

El contenedor de muestras para agregado grueso admite las siguientes normas: [ASTM C88](#)

- [Normas](#)

[ASTM C88](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO