

RECIPIENTE REACTIVO DE REACTIVIDAD ALCALINA— H-3320



SKU: H-3320 | **Categorías:** [Cemento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Reactividad alcalina](#) | **Etiquetas:** [ASTM C289](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para determinar la reactividad alcalina potencial de agregados (método químico)

cuando se usa con cementos alcalinos altos.

La unidad de acero inoxidable es de 2 "de diámetro x 2.25" de alto (51 mm de diámetro x 57 mm) provista de una cubierta hermética.

Capacidad 50-75ML.

Cumple con la norma [ASTM C289](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO