

RECOPILADOR DE DATOS KNT 320 PARA REGISTRADORES DE DATOS KISTOCK



El KNT 320 de Kimo proporciona almacenamiento y recuperación de datos para los registradores de datos Kistock.

- Hasta 20 000 000 puntos almacenados
- Posibilidad de enviar una nueva configuración e iniciar otro conjunto de datos de medición
- Conector USB integrado
- Transferencia rápida de datos (1 minuto máximo)
- Batería recargable por conexión USB en PC

SKU: BELLKNT 320 | **Categorías:** [Accesorios](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO