

## REFRACTÓMETRO DE MANO BELL-REFRAMANO-034



**SKU:** B-01-29-0901-1200 | **Categorías:** [Refractómetro de mano](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

|   | <b>Modelo</b> | <b>Bell-RefraMano-034</b>  |
|---|---------------|--|
| Código SKU  |               | B-01-29-0901-1200  |
| Este medidor tiene una doble escala:                |               | Brix y gravedad específica, que pueden leerse simultáneamente.                   |
| ATC   |               | Compensación automática de temperatura (10°C-30°C)                               |
| Construcción  |               | de aluminio sostenible de alta calidad   |
| Doble escala  |               | Brix + SG  |
| Fácil de calibrar Robusto estuche de almacenamiento |               |  |
| Segmento  |               | Cerveza, Sidra, Vino   |
| Especificaciones                                    |               | Escala 0-32% Brix, lectura por 0,2%.<br>Escala 1.000-1.130 SG, lectura por 0,001 |
| Dimensiones (AnxAlxPr)                              |               | 9,5x5,5x21,9 cm  |
| Peso  |               | 0,34 kg  |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO