



**REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE DOBLE PUERTAS BELLREFRIBANCSANGDOBL  
- MARCO BELLTRONIC**



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Mínima (°C)
 A white, double-door laboratory refrigerator with two glass doors and multiple shelves inside. It has a control panel at the top and a vented base.	BellRefrBancSangDobl-1000	*Capacidad: 1000L Any Temperatura Mínima (°C)	Any Temperatura Mínima (°C)
 A white, double-door laboratory refrigerator with two glass doors and multiple shelves inside. It has a control panel at the top and a vented base.	BellRefrBancSangDobl-650	*Capacidad: 650L Any Temperatura Mínima (°C)	Any Temperatura Mínima (°C)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	BellRefrBancSangDobl-650	BellRefrBancSangDobl-1000
Capacidad	650L	1000L
Rango de temperatura	4 ±1°C	
Precisión de temperatura	0.1°C	
Sistema de control	Control por microprocesador	
Pantalla	Pantalla LED grande	
Alarma	Alarma visual y sonora para: Temperatura alta o baja, fallo del sensor, falla del sistema; Puerta entreabierta, Fallo de corriente, Batería baja	
Tipo de refrigeración	Sistema de refrigeración de aire forzado	
Refrigerante	R134a, Sin CFC	
Descongelar	Descongelación automática	
Construcción	Cuerpo único, Diseño y monocomponente de espuma (material de aislamiento de poliuretano rígido)	
Material interno	Acero inoxidable	
Material externo	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias	
Puerta	Puerta de cristal transparente de tres capas con cerradura, película de calefacción que previene helar, tira de junta de la junta con fuerza magnética	
Cajones/estantes	Estantes ajustables	55 cajones
Ruedas	4 Ruedas	
Consumo	364W	600W
Fuente de alimentación	AC220V±10%, 50/60Hz	
Tamaño externo (W*D*H) mm	1220*648*1885	1220*878*1885
Tamaño del paquete (W*D*H) mm	1300*730*2080	1300*960*2080
Peso bruto	195kg	286kg
Accesorio estándar	Impresora de la temperatura, 12 estantes, 36 cestas, lámpara fluorescente	Impresora de temperatura, 12 cajones, lámpara fluorescente
Bolsas de Sangre (450ml)	360 piezas	576 pcs

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Peso</b>	N/D
<b>Dimensiones</b>	N/D
<b>Temperatura Minima (°C)</b>	<a href="#">1</a>

COTECNO