

REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE (TIPO ECONÓMICO) BELLREFRBANCSANG-300



- **Marca:** Belltronic
- **Código del Producto:** BellRefrBancSang-300
- **Material interno:** Impresora ABS, 4 estantes, 100 bolsas de sangre
- **Capacidad:** 300 Lts.

SKU: BellRefrBancSang-300 | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO