

## REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE (TIPO ECONÓMICO) BELLREFRBANCSANG-450



- **Marca:** Belltronic
- **Código del Producto:** BellRefrBancSang-450
- Refrigerador de Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias, 5 estantes y 300 bolsas de sangre.
- **Capacidad:** 450 Lts.

**SKU:** BellRefrBancSang-450 | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO