

REFRIGERADOR DE COCHE 18L - MARCA BELLTRONIC



Características:

- Bandeja extraíble para almacenamiento adicional
- Refrigeración de semiconductores favorable al medio ambiente, de poco ruido

SKU: BELLCARREF-18 | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	BellCarRef-18
Monitor		LED
Capacidad		18L
Temperatura. Distancia		0 °C ~ 65 °C (ambiente 25 °C)
Material		ABS
Ruedas		No
Consumo		70W
Fuente de alimentación		DC12V / 24V, AC110 / 220V ± 10%
Tamaño externo (W * D * H) mm		250 * 270 * 320
Tamaño interno (W * D * H) mm		230 * 245 * 300
Tamaño del paquete (W * D * H) mm		490 * 360 * 390
Peso bruto		8 KG

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO