

REFRIGERADOR DE COCHE 25L / 40L - MARCA BELLTRONIC



- Incorpora dos tablillas, fácil de extraer.
- Tecnología refrigerada por aire.
- Diseño de ruedas, puede ser arrastrado por el suelo.

SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



BellCarRef-25



BellCarRef-40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	BellCarRef-25	BellCarRef-40
Tamaño externo (W * D*H) mm	560 * 340 * 340	575 * 378 * 433
Tamaño interno (W*D*H) mm	450 * 195 * 290	400 * 280 * 320
Capacidad	25L	40L
Rango de temperatura	-5 °C ~ 65 °C	5 °C ~ 65 °C
Monitor	Monitor LCD	/
Material	Interno Aluminio Externo ABS	PP
Paquete de hielo	2 piezas	3 piezas
Abastece consumo	/ 70W	2 ruedas 40W
Fuente de alimentación	DC 12V, AC 220V	DC 12V
Peso bruto (kg)	15	14
Tamaño del paquete (L*W*H) mm	660 * 440 * 450	660 * 380 * 540

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO