



REFRIGERADOR DEL BANCO DE SANGRE (TIPO ECONÓMICO) BELLREFRBANCSANG



SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Minima (°C)
 A tall, white laboratory refrigerator with its door open, revealing several shelves and drawers inside. The door has a greenish tint.	BellRefrBancSang-250	*Capacidad: 250L Any Temperatura Minima (°C)	
 A smaller, white laboratory refrigerator with its door closed. It has a digital display on the top left of the door.	BellRefrBancSang-130	*Capacidad: 130L Any Temperatura Minima (°C)	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



130L



250L

Especificaciones:

Modelo	BellRefrBancSang-130	BellRefrBancSang-250
Capacidad	130L	250L
Rango de temperatura	4 ±1°C	
Precisión de temperatura	0.1°C	
Sistema de control	Control por microprocesador	
Pantalla	Pantalla LED grande	
Alarma	Alarma visual y sonora para: Temperatura alta o baja; Fallo de sistema; Puerta entreabierta; Fallo de alimentación Error de sensor (sólo para el modelo BellRefrBancSang-130)	
Tipo de refrigeración	Sistema de refrigeración de aire forzado	
Refrigerante	R134a, Sin CFC	R404a, Sin CFC
Descongelar	Descongelación automática	
Construcción	Cuerpo único, Diseño y monocomponente de espuma (material de aislamiento de poliuretano rígido)	
Material interno	Aluminio	Acero inoxidable
Material externo	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias	
Puerta	Puerta de cristal transparente de tres capas con cerradura Película calefactora que evita el escarchado Faja de sellado con fuerza magnética	
Estantes	Estantes ajustables de alambre recubierto de PVC	SS cajones
Ruedas	No.	4
Consumo	120W	350W
Fuente de alimentación	AC220V±10%, 50/60Hz	
Tamaño externo (W*D*H) mm	500*550*1300	570*530*1600
Tamaño del paquete (W*D*H) mm	560*610*1360	700*660*1800
Peso bruto	90kg	140kg
Accesorio estándar	4 estantes, 8 cestas	Grabador de temperatura digital, 6 cajones, lámpara fluorescente

Modelo	BellRefrBancSang-130	BellRefrBancSang-250
	lámpara fluorescente	
Bolsas de Sangre(450ml)	64 piezas	120 piezas

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/A
Dimensiones	N/A
Temperatura Minima (°C)	<u>1</u>

COTECNO