



REFRIGERADOR DEL BANCO DE SANGRE (TIPO ECONÓMICO) BELLREFRBANCSANG



SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción | Temperatura Minima (°C) |
|---|----------------------|--|-------------------------|
|  A tall, white laboratory refrigerator with its door open, revealing several shelves and drawers inside. The door has a greenish tint. | BellRefrBancSang-250 | *Capacidad: 250L Any Temperatura Minima (°C) | |
|  A smaller, white laboratory refrigerator with its door closed. It has a digital display on the top left of the door. | BellRefrBancSang-130 | *Capacidad: 130L Any Temperatura Minima (°C) | |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



130L



250L

Especificaciones:

| Modelo | BellRefrBancSang-130 | BellRefrBancSang-250 |
|-------------------------------|---|--|
| Capacidad | 130L | 250L |
| Rango de temperatura | 4 ±1°C | |
| Precisión de temperatura | 0.1°C | |
| Sistema de control | Control por microprocesador | |
| Pantalla | Pantalla LED grande | |
| Alarma | Alarma visual y sonora para: Temperatura alta o baja; Fallo de sistema; Puerta entreabierta; Fallo de alimentación Error de sensor (sólo para el modelo BellRefrBancSang-130) | |
| Tipo de refrigeración | Sistema de refrigeración de aire forzado | |
| Refrigerante | R134a, Sin CFC | R404a, Sin CFC |
| Descongelar | Descongelación automática | |
| Construcción | Cuerpo único, Diseño y monocomponente de espuma (material de aislamiento de poliuretano rígido) | |
| Material interno | Aluminio | Acero inoxidable |
| Material externo | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias | |
| Puerta | Puerta de cristal transparente de tres capas con cerradura Película calefactora que evita el escarchado Faja de sellado con fuerza magnética | |
| Estantes | Estantes ajustables de alambre recubierto de PVC | SS cajones |
| Ruedas | No. | 4 |
| Consumo | 120W | 350W |
| Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50/60Hz | |
| Tamaño externo (W*D*H) mm | 500*550*1300 | 570*530*1600 |
| Tamaño del paquete (W*D*H) mm | 560*610*1360 | 700*660*1800 |
| Peso bruto | 90kg | 140kg |
| Accesorio estándar | 4 estantes, 8 cestas | Grabador de temperatura digital, 6 cajones, lámpara fluorescente |

| Modelo | BellRefrBancSang-130 | BellRefrBancSang-250 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | lámpara fluorescente | |
| Bolsas de Sangre(450ml) | 64 piezas | 120 piezas |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/A

Dimensiones N/A

Temperatura Mínima (°C) [1](#)

COTECNO