

REFRIGERADOR MÉDICO - BELLREFRMEDPRIL-450



Refrigerador médico - Marca Belltronic

Código del Producto: BellRefrMedPril-450

Material interno: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacteriano, 5 estantes.

Capacidad: 450 Lts.

SKU: BellRefrMedPril-450 | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO