

REFRIGERADOR MÉDICO DE DOBLE PUERTA BELLREFRMEDDOBL II - MARCA BELLTRONIC



Refrigerador Médico especializado en equipos de refrigeración para almacenamiento en frío de productos farmacéuticos así como productos biológicos, etc. Es adecuado para hospital, farmacia, fábricas farmacéuticas, saneamiento y estación antiepidémica y clínicas.

SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	BellRefMedi-650	BellRefMedi-758	BellRefMedi-1000	BellRefMedi-1500
Tamaño externo (W * D * H) mm	1220 * 642 * 1885	1010 * 750 * 2033	1225 * 795 * 1980	1800 * 750 * 1965
Capacidad	650L	758L	1000L	1500L
Temperatura. Distancia	2 °C ~ 8 °C			
Temperatura. Exactitud	0.1 °C			
Sistema de control	Control por microprocesador y pantalla LED de pantalla grande			
Alarma	Alarma audible y visual para: alta y baja temperatura, alarma de falla de energía, Sistema y ensordecimiento, puerta entreabierta			
Tipo de refrigeración	Sistema de refrigeración de aire forzado			
Refrigerante	R600a, sin CFC	R134a, sin CFC		
Descongelar	Descongelamiento automático			
Material	Construcción Diseño de Unibody & Mono-ensamblaje y espuma (Material de aislamiento de poliuretano rígido)			
	Material interno			Acero laminado en frío recubierto con polvo antibacteriano SS304
	Material externo			Acero laminado en frío recubierto con polvo antibacteriano SS304
Estantería	Estantes ajustables hechos de alambre de acero de alta calidad			
	10 piezas	16 piezas	12 piezas	12 piezas
Consumo	443W	585W	510W	650W
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	AC220V ± 10%, 50 / 60Hz		AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz
Accesorio estándar	Lámpara fluorescente, estantes, llaves para puertas, (BELLBXC-V1000M con lámpara LED, puerto de acceso e impresora, BELLBXC-V758M con lámpara LED, impresora)			
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	1290 * 695 * 1940	1053 * 791 * 2124	1285 * 820 * 2020	1940 * 880 * 2035
Peso bruto	188kg	172kg	245kg	190kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO