

REFRIGERADOR MÉDICO DE DOBLE PUERTA BELLREFRMEDDOBL II - MARCA BELLTRONIC



Refrigerador Médico especializado en equipos de refrigeración para almacenamiento en frío de productos farmacéuticos así como productos biológicos, etc. Es adecuado para hospital, farmacia, fábricas farmacéuticas, saneamiento y estación antiepidémica y clínicas.

SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	BellRefMedi-650	BellRefMedi-758	BellRefMedi-1000	BellRefMedi-1500	
Tamaño externo (W * D * H) mm	1220 * 642 * 1885	1010 * 750 * 2033	1225 * 795 * 1980	1800 * 750 * 1965	
Capacidad	650L	758L	1000L	1500L	
Temperatura. Distancia	2 °C ~ 8 °C				
Temperatura. Exactitud	0.1 °C				
Sistema de control	Control por microprocesador y pantalla LED de pantalla grande				
Alarma	Alarma audible y visual para: alta y baja temperatura, alarma de falla de energía, Sistema y ensordecimiento, puerta entreabierta				
Tipo de refrigeración	Sistema de refrigeración de aire forzado				
Refrigerante	R600a, sin CFC	R134a, sin CFC			
Descongelar	Descongelamiento automático				
Material	Construcción	Diseño de Unibody & Mono-ensamblaje y espuma (Material de aislamiento de poliuretano rígido)			
	Material interno	Acero laminado en frío recubierto con polvo antibacteriano			SS304
	Material externo	Acero laminado en frío recubierto con polvo antibacteriano			SS304
Estantería	Estantes ajustables hechos de alambre de acero de alta calidad				
	10 piezas	16 piezas	12 piezas	12 piezas	
Consumo	443W	585W	510W	650W	
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	AC220V ± 10%, 50 / 60Hz		AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	
Accesorio estándar	Lámpara fluorescente, estantes, llaves para puertas, (BELLBXC-V1000M con lámpara LED, puerto de acceso e impresora, BELLBXC-V758M con lámpara LED, impresora)				
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	1290 * 695 * 1940	1053 * 791 * 2124	1285 * 820 * 2020	1940 * 880 * 2035	
Peso bruto	188kg	172kg	245kg	190kg	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO