

REFRIGERADOR MÉDICO DE DOBLE PUERTA BELLREFRMEDDOBL






El congelador médico ofrece el almacenaje eficaz de la masa de hielo, del plasma, del reactivo y de otras mercancías que necesitan ser congeladas.

Es adecuado para hospitales, clínicas, estaciones sanitarias y antiepidemias, bancos de sangre, laboratorios universitarios, restaurantes y bares.

SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Minima (°C)
	BellRefrMedDobl-1500	*Capacidad: 1500L Any Temperatura Minima (°C)	
	BellRefrMedDobl-1000	*Capacidad: 1000L Any Temperatura Minima (°C)	
	BellRefrMedDobl-650	*Capacidad: 650L Any Temperatura Minima (°C)	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	BellRefrMedDobl-450	BellRefrMedDobl-650	BellRefrMedDobl-1000	BellRefrMedDobl-1500
Tamaño externo (L * W * H)	660 * 700 * 1980mm	1220 * 642 * 1885 mm	1200 * 872 * 1885 mm	1800 * 750 * 1965mm
Capacidad	450L	650L	1000L	1500L
Rango de temperatura	2 °C -8 °C			
Exactitud de la temperatura	0.1 °C			
Sistema de control	Control de microprocesador			
Monitor	Pantalla LED de pantalla grande			
Alarma	Alarma sonora y visual para: altura o baja temperatura; Falla del sistema y del sensor Alarma de falla de energía			
Tipo de refrigeración	Sistema de refrigeración de aire forzado			
Refrigerante	R134a, sin CFC		R135a, sin R136a, sin CFC CFC	
Compresor	Compresor famoso internacional			
Condensador y Evaporador	Condensador refrigerado por aire de eficiencia de altura, hecho de cobre			
Descongelar	Descongelamiento automático			
Construcción	Anticuerpo Diseño y monomontaje de espumas (material de aislamiento de poliuretano rígido)			
Material	Interno	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano		Acero inoxidable
	Externo	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano		Acero inoxidable

Modelo	BellRefrMedDobl-450	BellRefrMedDobl-650	BellRefrMedDobl-1000	BellRefrMedDobl-1500
Puerta	Puerta de vidrio transparente de tres capas con cerradura Película de calentamiento que evita el glaseado Stealing strip con fuerza magnética			
Estantería	Estantes ajustables hechos de alambre de acero de calidad			
	5	10	10	8
Ruedas	4 ruedas universales con freno			
Consumo	450W	443W	472W	650W
Fuente de alimentación	220V ± 10%, 50Hz / 60Hz			
Accesorio estándar	Lámpara fluorescente, estantes			

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/D
Dimensiones	N/D
Temperatura Minima (°C)	2

COTECNO