

## REFRIGERADOR MÉDICO, PUERTA ÚNICA - MARCA BELLTRONIC



Refrigerador médico especializado en equipos de refrigeración para almacenamiento en frío de productos farmacéuticos así como productos biológicos, etc. Es adecuado para hospital, farmacia, fábricas farmacéuticas, saneamiento y estación antiepidémica y clínicas.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Modelo</b>	<b>BellRefMed-260</b>	<b>BellRefMed-360</b>
Tamaño externo (W * D * H) mm	540 * 635 * 1900	660 * 655 * 1980
Capacidad	260L	360L
Temperatura. Distancia	2 °C ~ 8 °C	
Temperatura. Exactitud	0.1 °C	
Sistema de control	Control por microprocesador, pantalla LED de pantalla grande	
Alarma	Alarma audible y visual para: alta y baja temperatura, falla del sistema y del sensor, Puerta entreabierta, alarma de falla de energía, alarma de batería de reserva baja.	
Tipo de refrigeración	Sistema de refrigeración de aire forzado	
Refrigerante	R134a, sin CFC	
Condensador y Evaporador	Condensador de tubo Bundy	
Descongelar	Diseño sin escarcha	
Construcción	Diseño monobloque y espumado	
	Estructura monoensamblaje (material de aislamiento de poliuretano rígido)	
	Interno	Plástico de ingeniería HIPS, resistente a la abrasión y al ácido
	Material	
	Externo	Acero laminado en frío recubierto con polvo antibacteriano
	Material	
Estante	Estantes ajustables hechos de alambre de acero de alta calidad	
	4 piezas	5 piezas
Consumo	200W	350W
Fuente de alimentación	AC220V ± 10%, 50 / 60Hz	
Accesorio estándar	Lámpara LED y estantes, impresora, puerto de acceso a la sonda, llaves de la puerta	
Tamaño del paquete (W * D * H) (mm)	664 * 588 * 2027	708 * 720 * 2132
Peso bruto (kg)	87kg	116kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO