

## REFRIGERADOR PORTÁTIL - MARCA BELLTRONIC



- Hecho del material ambiental de los PP, grado alimenticio y no tóxico.
- El material de aislamiento es poliuretano sin CFC de PU.
- El contenedor de almacenamiento puede mantener el enfriamiento del contenido hasta por 24 horas.
- El contenedor de almacenamiento es duradero para el almacenamiento de vacunas, el almacenamiento de productos sanguíneos, el almacenamiento de hielo seco, el almacenamiento de muestras congeladas, etc.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	BellPorRef-6L	BellPorRef-12L	BellPorRef-17L	BellPorRef-20L	BellPorRef-33L	BellPorRef-54L	BellPorRef-58L
Tamaño externo (W * D * H) mm	340 * 230 * 280	420 * 240 * 300	460 * 300 * 340	440 * 270 * 310	570 * 310 * 370	645 * 395 * 420	615 * 415 * 450
Tamaño interno (W * D * H) mm	226 * 140 * 210	330 * 170 * 225	350 * 220 * 250	375 * 215 * 250	450 * 225 * 300	510 * 300 * 355	510 * 315 * 355
Capacidad	6L	12L	17L	20L	33L	54L	58L
Temperatura. Distancia	2 °C ~ 8 °C						
Tiempo de almacenamiento (ambiente 30 °C)	> 48 h		> 24 h			> 48 h	
Material	Externo PP Interno PU						
Buques de hielo (Unidad)	6 (CMB-400)	6 (CMB-400)	2 (CMB-1200)	8 (CMB-400)	2 (CMB-1200)	4 (CMB-1500)	3 (CMB-1800)
Max. Carga	6kg	8kg	15kg	18kg	25kg	60kg	60kg
Accesorio opcional	Termómetro de pantalla LED, (BellPorRef-17L: Bloqueo y termómetro)						
Peso neto	1.9kg	1.9kg	3.2kg	3.5kg	3.5kg	7.8kg	8.5kg
Peso bruto	4.9kg	5.7kg	6.5kg	7.5kg	7.5kg	16.2kg	17.5kg
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	440 * 290 * 223	430 * 255 * 315	440 * 330 * 370	450 * 280 * 325	590 * 320 * 370	620 * 410 * 435	620 * 430 * 470

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO