

REFRIGERADOR PORTÁTIL



Los refrigeradores portátiles están hechos del material ambiental de los PP, calidad alimenticia y no tóxicos.

SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- Hecho del material ambiental de los PP, grado alimenticio y no tóxico.
- El material de aislamiento es PU poliuretano libre de CFC.
- El contenedor de almacenamiento puede mantener la refrigeración de contenido hasta 24 horas.
- El recipiente del almacenaje es durable para almacenaje de vacunas, almacenaje de los productos de sangre, almacenaje de hielo seco, almacenaje congelado de especímenes, etc.



Modelo	BellRefrPort-6L	BellRefrPort-12L	BellRefrPort-17L	BellRefrPort-20L	BellRefrPort-33L	BellRefrPort-54L	BellRefrPort-58L
Tamaño externo (W*D*H)mm	340*230*280	420*240*300	460*300*340	440*270*310	570*310*370	615*395*450	615*415 *450
Tamaño interno (W*D*H)mm	226*140*210	330*170*225	350*220*250	375*215*250	450*225*300	510*300*355	510*315*355
Capacidad	6L	12L	17L	20L	33L	54L	58L
Rango de temperatura	2°C~8°C						
Tiempo de almacenamiento (Ambiente 30°C)	>48h		>24h				
Material	Externo PP Interno PU						
Vasos de hielo (Unidad)	6 (CMB-400)	6 (CMB-400)	2 (CMB-1200)	8(CMB-400)	2 (CMB-1200)	4(CMB-1500)	3 (CMB-1800)
Carga máxima	6kg	8kg	15kg	18kg	25kg	60kg	60kg
Peso neto	1.9kg	1.9kg	3.2kg	3.5kg	3.5kg	7.8kg	8.5kg
Accesorio opcional	Termómetro (LCX-17L: cerradura y termómetro)						
Peso bruto	2.5kg	3kg	4kg	5kg	5kg	8.5kg	9kg
Tamaño del paquete(W*D*H)mm	370*240*290	430*250*310	470*310*350	450*280*320	580*320*380	620*410*460	620*420*460
MOQ	10 UNIDADES						

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO