

REFRIGERADORES MEDICOS - BELLREFMED-288L



SKU: BellRefMed-288L | **Categorías:** [Refrigeración](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Tecnicas

| Marca | | Belltronic | Modelo | | BellRefMed-288L |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| Capacidad | 288L | | Termostato | Electronic | |
| Mostrar | Digital | | Temperatura | 2-8°C | |
| Tensión nominal | 220V | | Frecuencia nominal | 50Hz | |
| Compresor | Huayi | | Fan | EBM | |
| Refrigerante | R134a | | Sistema Refrigerante | Refrigeracion por aire | |
| Tamaño del producto | 605*675*1610mm | | Tamaño de embalaje | 525*575*1050mm | |
| Material exterior | Chapa galvanizada pulverizada | | Material interior | Recubrimiento de aluminio | |
| Peso neto | 95Kg | | Poder | 300w | |
| Tipo | Vertical | | Cerradura y llave | SI | |
| Temperatura ambiente | 16~32°C | | Entorno Humedad | 20~80% | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO