

REFRIGERADORES MEDICOS - BELLREFMED-70L



SKU: BellRefMed-70L | **Categorías:** [Refrigeración](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Tecnicas

Marca		Belltronic	Modelo		BellRefMed-70L
Capacidad	70L		Termostato	Electronic	
Mostrar	Digital		Temperatura	2-8°C	
Tensión nominal	220V		Frecuencia nominal	50Hz	
Compresor	Huayi		Fan	EBM	
Refrigerante	R134a		Sistema Refrigerante	Refrigeracion por aire	
Tamaño del producto	450*550*860mm		Tamaño de embalaje	540*650*1010mm	
Material exterior	Chapa galvanizada pulverizada		Material interior	Recubrimiento de aluminio	
Peso neto	39Kg		Poder	170W	
Tipo	Vertical		Cerradura y llave	SI	
Temperatura ambiente	16~32°C		Entorno Humedad	20~80%	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO