


REGISTRADOR AGI



- El registrador es un accesorio de registro de resistividad / IP / SP de pozo de 300 m de profundidad para el Wi-Fi SuperSting™. Con él, puede inspeccionar pozos abiertos llenos de líquido y leer medidas para intervalos de medición personalizados.
- **Las medidas del registrador incluyen:**
 - Resistividad normal corta y polarización inducida
 - Resistividad normal larga y polarización inducida
 - Resistividad lateral y polarización inducida
 - Resistencia de un solo punto
 - Potencial propio

SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios](#), [Ensayos no destructivos](#), [Geofísica y Geología](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO