

REGISTRADOR DE TEMPERATURA



SKU: N / A | Categorías: [Calorímetro](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Registrador de

Temperatura[/vc_column_text][[/vc_column][[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Registrador de temperatura
- Con 4 canales, grabación y transmisión de valores de temperatura
- Modelo Destop 140 x 190 x 40 mm.
- Peso 0.5 kg
- Puerto USB
- nuevo modelo-[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO