

## RELLENADOR DE PIPETAS BELL-RELLPIPLEVM-200G



Levo Me Pipette Filler tiene una excelente característica y diseño ergonómico, adecuado para casi todas las pipetas de vidrio o plástico de uso común.

**SKU:** B-01-29-0209-0100 | **Categorías:** [pipeteadores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Permite el manejo con una sola mano con el mínimo esfuerzo
- Compatible con la mayoría de las pipetas de plástico y vidrio de 0,1-100mL
- Control de velocidad fácilmente ajustable
- Filtro hidrófobo reemplazable de 0,45µm
- Rendimiento estable y fiable, aspecto elegante
- Batería Li-ion de alta capacidad que permite un largo tiempo de funcionamiento.

### Especificaciones:

| Modelo                    | Bell-RelIPipLevM-200g                                     |
|---------------------------|---|
| Código SKU                | B-01-29-0209-0100   |
| Velocidad de aspiración   | 25ml<7s   |
| Velocidad de dispensación | Motor/Gravedad  |
| Batería                   | Iones de litio  |
| Vida útil de la batería   | Más de 8 horas de uso de intermitencia                    |
| Tiempo de carga           | 2-3 horas   |
| Tipos de pipetas          | Pipeta de vidrio o plástico (0,1-100 ml), pipetas Pasteur |
| Filtro                    | 0.45µm Hidrófobo  |
| Peso                      | 200g  |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO