

RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO DE GRADO ESPECIAL THERMAX TULSION CH-87



SKU: CH-87 | Categorías: [Equipo Analítico](#) | Etiquetas: [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [productos](#)
3. [Thermax](#)
4. Resina de intercambio iónico de grado especial Tulsion CH-87

RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO DE GRADO ESPECIAL THERMAX TULSION CH-87

NÚMERO DE PARTE: CH-87

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Thermax
Sub marca	Tulsión
Estructura de matriz	Selectivo de fluoruro
Tipo	quelante
Hinchazón Reversible	N / A %
Capacidad eq/L	0.0
Contenido de agua	45 %
rango de pH	7-11
Forma iónica	-
Temperatura máx. °C	60

Dimensiones / Pesos

Característica	Eliminación selectiva de fluoruro del agua
Solicitud	eliminación de flúor del agua potable doméstica.



[Descargar hoja de datos](#)

[COMPRAR AHORA](#)

[Solicitud de presupuesto](#)

[Source link](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab <https://www.lenntech.com/products/Thermax/CH-87/Tulsion-CH-87-Special-Grade-Ion-Exchange-Resin/index.html>

brand Lenntech

COTECNO