

REVESTIMIENTO PARA CILINDRO DE CONCRETO 4" -H-2900.4



SKU: H-2900.4 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#), [Transporte de cilindros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa para minimizar la dispersión de fragmentos y reducir el tiempo de limpieza después de la prueba de compresión.
Hecho de lona / nylon con tiras de velcro.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO