

## ROTORES PARA LMC-3000 Y LMC-4200R



**R-2**

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Centrífuga](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**R-2, rotor basculante para placas de microtitulación de 96 pocillos, placas de PCR con faldón, placas de pozos profundos de hasta 45 mm.**

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (W x L)	128 x 85.6 mm
Max. altura	<45 mm
Capacidad	2
Max. velocidad	2000 rpm
Max. RCF: LMC-3000	560 x g
Max. RCF: LMC-4200R	560 x g
Fabricantes de placas	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, etc.

**R-12/10, rotor basculante para tubo de centrifuga, con base redonda.**

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (Ø x longitud)	16 x 105 mm
Capacidad	12
El volumen del tubo	10-15 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF: LMC-3000	1610 x g
Max. RCF: LMC-4200R	3160 x g
Fabricantes de tubos	Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP etc.

**R-24/10, rotor basculante para tubo de centrifuga, con base redonda.**

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (Ø x longitud)	16 x 105 mm
Capacidad	24
El volumen del tubo	10-15 ml
Max. velocidad	4000 rpm
Max. RCF: LMC-3000	<b>sólo para LMC-4200R</b>
Max. RCF: LMC-4200R	2860 x g
Fabricantes de tubos	Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP etc.

**R-12/15, rotor basculante para tubo de centrifuga, con base cónica.**

Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (Ø x longitud)	17 x 120 mm
Capacidad	12
El volumen del tubo	15 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF: LMC-3000	1610 x g
Max. RCF: LMC-4200R	3160 x g
Fabricantes de tubos	Falcon, Greiner bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.

**R-6, rotor basculante para tubo de centrifuga, con base cónica**

*Material de soportes de tubos*

*Tipo de Rotor*

*Dimensiones (Ø x longitud)*

*Capacidad*

*El volumen del tubo*

*Max. velocidad*

*Max. RCF: LMC-3000*

*Max. RCF: LMC-4200R*

*Fabricantes de tubos*

*Aluminio*

*Rotor basculante*

*29 × 115 mm*

*6*

*50 ml*

*4200 rpm*

*1610 × g*

*3160 × g*

*Falcon, Greiner Bio-one,*

*Sarstedt, Corning, Nunc, etc.*

### **R-6P, rotor basculante para tubo de centrifuga, con base cónica**

*Material de soportes de tubos*

*Tipo de Rotor*

*Dimensiones (Ø x longitud)*

*Capacidad*

*El volumen del tubo*

*Max. velocidad*

*Max. la temperatura*

*Max. RCF: LMC-3000*

*Max. RCF: LMC-4200R*

*Fabricantes de tubos*

*POM Kocetal*

*Rotor basculante*

*29 × 115 mm*

*6*

*50 ml*

*4200 rpm*

*150 °C*

*1610 × g*

*3160 × g*

*Falcon, Greiner Bio-one,*

*Sarstedt, Corning, Nunc, etc.*

### **R-24GC, rotor para 24 tarjetas de gel**

*Tipo de Rotor*

*Dimensiones (W x L)*

*Capacidad*

*Max. velocidad*

*Max. RCF:*

*Tiempo de centrifugación recomendada*

*Fabricantes de tarjetas de gel*

*Rotor basculante*

*53 × 74 mm*

*24*

*1500 rpm*

*280 × g*

*9 min.*

*Grifols, DiaMed, etc.*

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO