

SCOUT® PRO RENDIMIENTO SUPERIOR Y OPERACIÓN SIMPLE



El Scout *Pro* combina la precisión y confiabilidad de balanzas Scout anteriores con todas las características nuevas para un equilibrio excepcional a un precio asequible.

Capacidad: 120 a 6 000 g

Legibilidad: 0,001 a 1 g

SKU: BELLESCELE-02 | **Categorías:** [Escalas Electrónicas](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO