

SECADOR DE AIRE CALIENTE



Para fines generales de laboratorio, para secar suelos y muestras agregadas.

SKU: BellSecAirCal-15 | **Categorías:** [Secado y calificación](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellSecAirCal-15	B-01-03-02-070101	Secador de aire caliente	55x50x20	1.5	220 V, 50- 60 Hz.1ph

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO