

SELLADOR MÉDICO ROTATIVO - MARCA BELLTRONIC



Parámetros técnicos:



- Velocidad de sellado 10 m/min
- Consumo: 500 W
- Anchura del sello 12mm; fuente de alimentación: 110/220v 10%, 60/50Hz
- Margen del sello: 0 ~ 35mm ajustable
- Tamaño externo (W * D * h): 490*260*136mm; Peso neto: 15.5 kg
- Tamaño del embalaje (W * D * h): 590*360*240mm; Peso bruto: 16 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Sellador médico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellMaqSellRot-03E	Código del Producto: BellMaqSellRot-03E
	BellMaqSellRot-04C	Código del Producto: BellMaqSellRot-04C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- Controlador de temperatura inteligente, precisión $\pm 1\%$, rango de temperatura de trabajo: 60 ~ 220 °C
- Calefacción rápida, sólo 40 segundos para aumentar de temperatura ambiente a 180 °C
- Sistema de fuerza fija ajustable, adecuado para sellar papel-bolsas de plástico, bolsas de papel 3D-bolsas de plástico y bolsas de papel
- Componentes de calefacción de cerámica plana avanzada, estabilidad de alta temperatura, esperanza de vida larga y alta eficiencia térmica

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO