

SELLO DE INSPECCIÓN SUSTITUTO Ø 100 MM



- Sello de inspección de sustitución Ø 100 mm con conector para 20-1800

SKU: 20-1800E10 | **Categorías:** [Probadores Marshall](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Datos eléctricos	---
Dimensiones aproximadas	---
Peso aproximado	1,7 kg
Estándares	---

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO