

SELLOS DE PISTÓN NEGRO, 2 / PAQUETE, EQUIV. AL OEM # 5063-6589



Documentos

- [CTS-10417.pdf](#)

SKU: N / A | **Categorías:** [Agilent](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	CTS-10417 Sciencix Parte # CTS-10417 OEM parte # 5063-6589	CTS-10417	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Modelo Agilent: 1050, 1100, 1120, 1200, 1220, 1260, G1310A, G1310B, G1311A, G1311B, G1311C, G1312A / B / C, G1376A, G2226A, G4302A Número de pieza del OEM: 5063-6589

ESPECIFICACIONES

Sciencix Parte #

CTS-10417

OEM parte #

5063-6589

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[CTS-10417](#)

COTECNO