

## SENSOR DE TEMPERATURA COMPACTO



**SKU:** 2.1280.00.000 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Descripción](#)
- [Especificación](#)
- [Versiones](#)
- [Accesorios](#)

### Número de pieza: 2.1280.00.000

El valor medido se emite como valor de resistencia según DIN IEC 60751 resp. como señal analógica de tensión o corriente.

### Número de pieza: 2.1280.00.000

#### Temperatura

Rango de medición	-30 ... + 70 ° C
Medir. elemento	Pt 100 acc. según DIN IEC 60751 1/3 clase B
Electr. salida	Resistencia PT100
Tiempo constante	20 s (90%)

#### General

Temperatura ambiente.	-40 ... + 80 ° C
Electr. conexión	Cable de 5 m
Dimensión	Ø 20 x 138 mm
Peso	0.35 kg

- **No hay otras versiones de este producto disponibles.**

#### Imagen

#### Nombre de Producto



Filtro de teflón con gasa ZE 20  
1.1005.54.901



Filtro de sinterización ZE 21  
1.1005.54.902

**Imagen****Nombre de Producto**

Soporte de pared  
1.1005.54.903



Escudo de radiación térmica y meteorológica, compacto  
1.1025.55.100  
Escudo de radiación térmica y meteorológica, compacto  
1.1025.55.100

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO