

SEPARADOR DE MUESTRAS DE MEZCLA DE ASFALTO QUARTERMASTER™ -H-4122



SKU: H-4122 | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Pruebas de Mezcla](#), [QuarterMaster](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

QuarterMaster™ es ideal para dividir las muestras de mezclas de asfalto más grandes requeridas en las especificaciones Superpave. La tolva acepta muestras de hasta 120 lb (54 kg) de cualquier mezcla con agregado entre 9.5 a 37.5 mm y la divide en cuatro partes iguales. En funcionamiento, un simple lanzamiento de una palanca divide la muestra.

El uso del dispositivo garantiza un mayor control, consistencia y uniformidad en la preparación de las muestras de prueba.

La unidad se suministra completa con cuatro cubos de muestra. Las dimensiones son 14 "An. X 17" P x 48 "Alt. (356 x 432 x 1219 mm). Para ayudar a la operación, solicite una cucharada de manejo de materiales H-1702.

- [Accesorios](#)
- [Manuales](#)



H-4122QF

Embudo de inserción rápida QuarterMaster™



H-3372

Cubo de reemplazo QuarterMaster™

[H-4122_man_0810](#) (Manual del producto PDF)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO