

SEPARADOR DE MUESTRAS MINISPLITTER -H-4291



SKU: H-4291 | **Categorías:** [Agregados](#), [Divisor universal o cuarteador universal](#), [Divisores de muestra / cuarteadores](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La más pequeña de las unidades de mesa es de acero inoxidable, excepto por las barras y canaletas de aluminio. Se puede usar para dividir polvos en agregado de .25 "(6.4mm). La tolva de 104 in.3 (1.7L) tiene una abertura inferior de .375" (9.5mm) con una liberación de compuerta accionada por resorte. Incluye 2 bandejas

Capacidad de la tolva: 104 in3 (1.7L)
 Ancho de la barra del canal: .125 "(3 mm)
 Cantidad del Chute Bar: 48
 Pendiente del canal inclinado: 60 °
 Dimensiones: 9.5 "x 8.5" x 13.5 "(214 x 216 x 343 mm)

Especificaciones

Número de Canales

(Aberturas)

Número de Canales (aberturas)	Modelo	Ancho del canal - pulgadas										
		.125	.25	.375	.5	.75	1	1.5	2	3	4	6
H-4291	48	24	16	12	8	6	4	-	-	-	-	-
H-4290	-	48	-	24	16	12	8	6	4	-	-	-
H-4289	-	-	-	36	-	18	12	-	-	-	-	-
H-4288	-	-	-	48	-	24	16	12	8	6	4	-
H-4293	-	-	-	48	-	24	16	12	8	6	4	-

Tolva Capacidad in3 / ft3 (litros)	Barra de canal Anchura	Cantidad	Pendiente	Dimensiones L x An x Alt pulgadas (mm)	Gilson #	Modelo	Bandejas de Repuesto
104 in3 (1.7)	.125" (3mm)	48	60°	9.5 x 8.5 x 13.5 (214 x 216 x 343)	SP-3	H-4291	H-4291.1
.28 ft3 (7.9)	.25" (6mm)	48	60°	15.5 x 12.5 x 17.5 (394 x 318 x 445)	SP-2.5	H-4290	H-4290.1
0.55 ft3 (15.6)	.5" (13mm)	36	45°	22 x 14.5 x 20.5 (559 x 368 x 521)	SP-2	H-4289	H-4289.1
1.0 ft3 (28.3)	.5" (13mm)	48	45°	29 x 19 x 39 (737 x 483 x 991)	SP-1	H-4288	H-4288.2
1.0 ft3 (28.3)	.5" (13mm)	10 Fixed	60°	29 x 19 x 39 (737 x 483 x 991)	SP-1C	H-4288FC	H-4288.2
1.0 ft3 (28.3)	1" (25mm)	48	60°	29 x 19 x 39 (737 x 483 x 991)	SP-10	H-4293	H-4288.2

Repuestos

 H-4291.1 Bandeja de repuesto para H-4291

Manuales (Manual del producto PDF)

Accesorios



H-4288.7

Recintos de polvo

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO