

SERIE BELLPROMED-700 DE MEDIDORES ELECTROQUÍMICOS - MARCA BELLTRONIC



Características:

1. especial 8-PIN conector impermeable que con cuatro diferentes electrodos (pH, ORP, conductividad, Oxígeno disuelto) puede ser conectado a, capacidad del medidor reconoce automáticamente los electrodos.
2. calibración automática, la compensación automática de la temperatura, que van automática, configuración de la función, apagado automático, pantalla de baja tensión, etc
3. almacenamiento de datos 100-400 grupos, IP57 impermeable.
4. "laboratorio móvil"-metros, electrodo, solución estándar y otros accesorios son todos en un estuche portátil.

Producto portátil categoría

Solo parámetro

BellProMed-711 medidor de pH
 BellProMed-712 ORP
 BellProMed-713 conductividad/TDS/salinidad/resistividad
 BellProMed-713-11 agua de alta pureza conductividad/resistividad
 BellProMed-716 medidor de oxígeno disuelto

Doble-parámetro

BellProMed-721 pH/ORP
 BellProMed-723 pH/conductividad
 BellProMed-725 pH/medidor de oxígeno disuelto
 BellProMed-726 conductividad/medidor de oxígeno disuelto

Multi-parámetro

BellProMed-731 pH/ORP/conductividad
 BellProMed-736 pH/conductividad/medidor de oxígeno disuelto
 BellProMed-751 pH/ORP/conductividad/medidor de oxígeno disuelto

Especificaciones

PH

Rango:-2.00 ~ 19.99pH;
 Precisión: ± 01 pH, ATC: 0 ~ 100 °C

ORP





Rango: ± 1999 MV; precisión: $\pm 1\%$ FS

Conductividad	Rango: Conductividad: 0 ~ 200 ms/cm; TDS: 0 ~ 100g/l Salinidad: 0 ~ 100ppt; resistividad: 0 ~ 100mΩ · cm Precisión: ± 0% FS; ATC: 0 ~ 50 °C
Oxígeno disuelto	Rango: 0 ~ 20.00 mg/l (PPM); 0 ~ 199.9% Precisión: ± 30 mg/l
Almacenamiento de datos	100 ~ 400 grupos
Potencia	Pilas AA (1.5 V x 2), funcionamiento continuo > 100 horas:
Clasificación IP	IP57 impermeable
Dimensiones/peso	Metros (65 × 120 × 31) mm/180g Pequeña caja portátil (255 × 210 × 50) mm/790g Grande portátil (360 × 270 × 76) mm/1.7 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Medidor multi parametro \(ph, conductividad, oxígeno disuelto y ORP, iones, salinidad, TDS\)](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellProMed-751	Medidor de pH/ORP/conductividad/oxígeno disuelto	Any SKU / Modelo
	BellProMed-736	Medidor de pH/conductividad/ oxígeno disuelto	Any SKU / Modelo
	BellProMed-723	Medidor de pH/conductividad	Any SKU / Modelo
	BellProMed-725	Medidor de pH/Oxígeno disuelto	Any SKU / Modelo
	BellProMed-726	Medidor de conductividad/Oxígeno disuelto	Any SKU / Modelo
	BellProMed-731	Medidor de pH/ORP/conductividad	Any SKU / Modelo
	BellProMed-713-1	Medidor de agua de alta pureza conductividad/resistividad	Any SKU / Modelo
	BellProMed-716	Medidor de oxígeno disuelto	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellProMed-721	Medidor de pH/ORP	Any SKU / Modelo
	BellProMed-711	Medidor de pH	Any SKU / Modelo
	BellProMed-712	Medidor de ORP	Any SKU / Modelo
	BellProMed-713	Medidor de Conductividad /TDS /salinidad /resistividad	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO