

## SERIE GF MANÓMETROS VERTICALES DE COLUMNA LÍQUIDA



Los manómetros de columnas líquidas verticales GF de Kimo comprueban la presión en las redes de gas.

Columna en forma de "U" para medir consecutivamente presiones positivas y negativas

Medición por adición de valores leídos en cada columna

Posibilidad de resistir presiones estáticas superiores a 10 bares

Para uso fijo o portátil

Ajuste cero moviendo la tira deslizante

Suministrado con botella de líquido, dos tornillos y dos tapones codos



**SKU:** BELLSerie GF | **Categorías:** [Manómetros de columna líquida](#), [Presión diferencial](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO