

SERIE MG MANÓMETROS DE COLUMNA LÍQUIDA INCLINADA



Las series MG de Kimo son manómetros de columna líquida inclinados con líquido manómetro AWS.10 con una densidad de 0,87.

Los manómetros de columna líquida inclinada miden ligeras variaciones de presión, depresión o presión diferencial de aire o gas.

Ajuste cero moviendo la tira deslizante

Depósito de seguridad que permite sobrepasar momentaneamente la escala

Nivel de burbuja integrado para ajustar la horizontalidad

Viene con un soporte blanco de PVC, dos tornillos y dos tapones crudos, dos conectores 487 y una botella de líquido AWS.10



SKU: BELLSerie MG | **Categorías:** [Manómetros de columna líquida](#), [Presión diferencial](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO