

## SERIE TJ MANÓMETROS VERTICALES DE COLUMNA LÍQUIDA



**SKU:** BELLSerie TJ | **Categorías:** [Manómetros de columna líquida](#), [Presión diferencial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La gama TJ de manómetros verticales de columna líquida TJ se utiliza para medir variaciones de presión, depresión o presión diferencial de aire o gas dentro de un rango de medición. Estos pueden variar según el tipo de líquido manométrico utilizado: AWS.10 o VOLT.15.

Columna en forma de "J" para medición directa

Ajuste cero moviendo la tira deslizante

Para uso fijo independientemente del líquido manométrico utilizado

Para uso portátil con el modelo TJ con líquido VOLT.15

Viene con un soporte blanco de PVC, dos tornillos y dos tapones crudos, dos conectores 487 y una botella de líquido manométrico

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO