

SERIE TX MANÓMETROS DE COLUMNA LÍQUIDA INCLINADA



La gama TX de manómetros de columna de líquido inclinado de Kimo miden ligeras variaciones de presión, depresión o presión diferencial. Se recomiendan para medir sobrepresiones y depresiones en salas limpias, bloques operativos, laboratorios, salas asépticas, flujos laminar, etc.

Escala con cero centrado

Posibilidad de medir presiones positivas y negativas

Alta sensibilidad de medición y rangos de presión muy bajos

Ajuste cero moviendo la tira deslizante y el nivel de burbuja integrado para ajustar la horizontalidad

Viene con un soporte de PVC blanco, 2 tornillos y 2 tapones crudos, dos conectores 487 y una botella de líquido

AWS.10



SKU: BELLSerie TX | **Categorías:** [Manómetros de columna líquida](#), [Presión diferencial](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO