

## SET DE BANDEJAS PARA MUESTRAS -H-1640.6



**SKU:** H-1640.6 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Set de 10 bandejas AASHTO T179 para reducción del tiempo entre muestras envejecidas.

### Accesorios

<input type="checkbox"/>	H-1640.1	Sistema de batería de respaldo UPS
<input type="checkbox"/>	H-1640.2	Kit de verificación PAV
<input type="checkbox"/>	H-1640.3	PAV Junta torica
<input type="checkbox"/>	H-1640.4	Adaptador CGA
<input type="checkbox"/>	H-1640.5	Manguera de alta presión
<input type="checkbox"/>	H-1640.6	Set de bandejas para muestras

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO