

## SET DE EXTRACTOR CALIENTE



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [EN 12697-1](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Set De Extractor Caliente

Se utiliza para extraer el aglutinante de mezclas bituminosas y para determinar el contenido de humedad. Que consiste en una olla de acero completa con cesta de gasa y filtro, Dean Stark Colector, condensador, Ø 400 mm Papel de filtro (paquete de 50). Placa caliente debe pedirse por separado.

### Normas:

EN 12697-1

### Especificaciones técnicas.

Código del producto	Nombre del Producto	Dimensiones(cm)	Peso (kg)
B010305360101	Set De Extractor Caliente	48x48x90	22

### Accesorios/ Repuestos.

Código del Producto	Nombre del Producto
B010305360201	Olla de acero con cesta de gasa y filtro
B010305360301	Coleccionista Dean Stark
B010305360401	Papel de filtro, Ø 400m,(paquete de 50)
B010305360501	Placa caliente analógica, Ø 20 (individual)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO