

SET DE LÍMITE DE CONTRACCIÓN -H-4254



SKU: H-4254 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Plástico](#), [límite de contracción](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda el aparato para realizar la prueba de límite de contracción de acuerdo con las especificaciones.

El juego incluye: (1) plato de contracción de monel H-4256; (1) plato de mezcla H-4930.250; (1) placa de cristalización H-4254C; (1) Placa de contracción H-4255A y (1) cilindro graduado H-4915.025 Todos los componentes también están disponibles individualmente.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO