

SET DE LÍMITE DE PLÁSTICO -H-4253



SKU: H-4253 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Plástico](#), [límite de contracción](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T90](#), [ASTM D4318](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Incluye todos los aparatos recomendados para realizar la prueba de límite de plástico de acuerdo con las especificaciones. El juego incluye lo siguiente: (1) placa de límite de plástico H-4253.1, 12 x 12 x .375 "(305 x 305 x 9.5 mm) de espesor; (1) plato mezclador H-4930.250; (1) espátula H-4904; (1) cilindro graduado H-4915.025, y (1) paquete H-1350.3A de 48 latas de muestra Todos los componentes también están disponibles individualmente.

El conjunto de límite de plástico admite las siguientes normas: [ASTM D4318](#), AASHTO T90

[tab title="Normas

[ASTM D4318](#)

AASHTO T90

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO